



### ●高さの調整方法

- ①凹凸のない水平な床にベッドテーブルを逆さまにして置きます。
- ②脚の固定具のつまみを反時計回りに回し、ゆるめます。
- ③脚を上下にスライドさせ高さを調整し、固定具の端をL型パイプの溝に合わせます。
- ④固定具のつまみを時計回りに回して、ネジをしっかりと締め、脚を固定します。
- ⑤ベッドテーブルを起こして、テーブルが水平でグラツキがないことを確認してから使用してください。

### ●幅の調整方法

- ①凹凸のない水平な床にベッドテーブルを逆さまにして置きます。
  - ②天板裏の固定具のつまみを反時計回りに回し、ゆるめます。
  - ③L型パイプをスライドさせ幅を調整し、固定具の端にL型パイプの溝を合わせます。
- ※幅の調整は必ず左右均等にしてください。
- ④固定具のつまみを時計回りに回して、ネジをしっかりと締め、脚を固定します。
  - ⑤ベッドテーブルを起こして、テーブルが水平でグラツキがないことを確認してから使用してください。

